

Pakiet nr 1 – sondy do lasera jaskrowego

| Lp. | Opis produktu  | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent |
|-----|--|-----------------|-------|------------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------|
|     | 2  | 3               | 4     | 5                | 6              | 7 = 5 x 6 | 8 = 5 + 7         | 9 = 4 x 5     | 10 = 9 x 6  | 11 = 9 + 10    | 12                        |
| 1   | Sonda do lasera jaskrowego: do leczenia wiązki przerywana/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej, długość fali 810 nm jednorazowa i sterylna światłowód obudowany umożliwiający płynny ruch po gałce ocznej oznaczenie orientacyjne względem rąbka rogówki na końcówce sondy | opak.           | 20    |                  | 8%             |           |                   |               |             |                |                           |
| 2   | Sonda do lasera jaskrowego z podświetleniem: do leczenia wiązka ciągłą, długość fali 810 nm wyposażona w podświetlenie, iluminację służącą do lokalizacji ciała rzęskowego końcówka wyprofilowana do budowy gałki ocznej   | opak.           | 1     |                  | 8%             |           |                   |               |             |                |                           |
|     |  |                 |       |                  |                |           | <b>RAZEM</b>      | <b>0,00</b>   |             | <b>0,00</b>    |                           |

Data .....

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Z-CIA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH  
SZPITALA POWIATOWEGO  
W ZAWIERCIU  
mgr inż. Wioletta Sroga

*Wioletta Sroga*